



TARJETA DE IMPLANTE

Instrucciones de relleno

Los símbolos se explican en el reverso :



TARJETA DE IMPLANTE

Instrucciones de relleno

A completar por el establecimiento sanitario/proveedor:

- ①  Nombre o identificador del paciente
- ②  Fecha de implantación
- ③  Nombre y dirección del centro sanitario/proveedor
- ④  Sitio web del fabricante

La información de la tarjeta de implante correspondiente a los puntos 5 a 10 se entrega directamente en forma de pegatina con cada dispositivo:

- ⑤  Tipo de dispositivo en el idioma deseado
- ⑥  Nombre del dispositivo
- ⑦  Código UDI-DI
- ⑧  Traducción del número de lote al idioma deseado
- ⑨  Código UDI HRI (formato AIDC)
- ⑩  Nombre y dirección del fabricante del dispositivo médico implantado

Las pegatinas que contienen la información correspondiente a cada dispositivo médico implantado durante la intervención quirúrgica están disponibles en la caja y deben colocarse en cada cara en blanco de la tarjeta de implante, tal como se muestra a continuación:



Según ESP 23.423.4, el Folleto del Paciente disponible dentro de la caja de cada dispositivo médico implantado durante la cirugía contiene toda la información siguiente: (RDM Artículo 18 -Clausula 1 (b), (c), (d)). El Folleto del Paciente de cada dispositivo utilizado debe entregarse al paciente junto con la tarjeta de implante.